

IntelliSuite™



Poupe tempo e dinheiro

IntelliSuite permite grandes ganhos no serviço e resolução de problemas.



Névoa de segurança sem fio


Com conectividade IP e IntelliSuite você pode se conectar ao gerador de névoa diretamente de seu PC onde quer que você esteja no mundo - e ainda usar toda a funcionalidade do IntelliSuite.



IntelliConnector - o cabo especial para a conexão entre o computador e o gerador de névoa.



IntelliBox é compatível com IntelliSuite. A caixa controla até 16 geradores de névoa - a cabo ou sem fio.



Exemplo da interface do usuário IntelliSuite. Os dados vitais do gerador de névoa estão agora acessíveis.

O IntelliSuite é um produto de software de diagnóstico que pode recuperar informações em tempo real e dados legados do gerador de névoa. Usando IntelliSuite você obtém instalações de alta qualidade, mais eficientes, serviço profissional e solução de problemas - e assim, mais clientes satisfeitos!



Características:

- IntelliSuite é um produto de software de diagnóstico para a caixa de ferramentas do instalador
- Da um exame de saúde ao gerador de névoa - ou mais unidades em uma instalação
- Recupera informações em tempo real e dados herdados - em casos especiais, você pode até atualizar o software do Gerador de névoa
- Você pode pressionar um botão no software IntelliSuite e fazer um teste de liberação da névoa
- Com o login do revendedor, você pode baixar o software gratuitamente em <http://downloadcenter.protectglobal.com>
- Você conecta o PC e o gerador de névoa com o cabo IntelliConnector
- Caso a instalação do gerador de névoa esteja conectada à Internet (via IntelliBox IP ou IPCard), o IntelliSuite e toda a instalação podem ser acessados remotamente como se estivesse em pé ao lado dele

Especificações:

Status atual:

| |
|---|
| Quaisquer falhas e causas |
| Condições de entrada e saída (facilita a instalação e resolução de problemas) |
| Condição da bateria, nível de fluido e tempo de aquecimento |
| Informações sobre a configuração da chave DIP usada e o seu efeito gerador de névoa |
| Informações sobre o software e versão do gerador de névoa |

Funções de relatório:

| |
|--|
| Relatório completo sobre o sistema, eventos anteriores e status atual |
| Se for relevante, o relatório pode ser enviado para PROTECT A/S - simplesmente como um arquivo de texto comum via e-mail |
| Permite que o PROTECT A/S forneça assistência muito melhor em conexão com a solução de problemas |
| O relatório é completamente confiável para análise de erros, identificação e solução de problemas |
| O relatório documenta a função ou falta de função em conexão com um roubo e pode ajudar na reconstrução de uma cadeia de eventos e facilitar a investigação policial |

Opção de atualização de software de gerador de névoa:

| |
|--|
| Se a PROTECT A/S avaliar que uma correção de software pode resolver um problema atual, você pode usar a função Flash Loader para carregar novos softwares em seu gerador de névoa. |
| PROTECT A/S pode enviar um novo software para unidades de gerador de névoa específicas por e-mail. Atualizações simples, se necessário. |
| Em alguns casos, a função Flash Loader pode substituir a troca do PCB. |

Informações técnicas: O cabo IntelliConnector é isolado galvanicamente para vários kV, garantindo assim o gerador de névoa, bem como o PC conectado contra sobretensão e falhas de corrente. Requisitos mínimos do PC: Microsoft Windows XP e uma porta USB.

Reservamo-nos o direito de modificar devido a erros de impressão ou alterações nos dados técnicos.



SECURED IN SECONDS